


Die Software „GMON – Gesundheitsmonitor“ ist eine modulare Bewertungs- und Dokumentationsunterstützung für die Beobachtung gesundheitsrelevanter Daten und sensibilisiert mittels Signalfarben für Gesundheitsrisiken. Sie ist strukturiert nach Parametergruppen („Register“) und spezielle Parameterkombinationen („Karteikarten“). Die Erweiterung der Module zur Umsetzung spezifischer Messprogramme ist im Rahmen dieses Konzeptes unkompliziert auf Anfrage möglich.



GMON-Software-Pakete

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Komponenten	Anwendungsbereich
25-D1 001 3	GMON TANITA	GMON Pro + TANITA BCM/ViScan (Medizinprodukt der Klasse I)	Professionelle Anwendung für TANITA-Körperfettanalyse mit PC-Kopplung (Profi-Waagen)
25-D0 006 3	GMON BCM Home	GMON Pro + BCM Home	Professionelle Anwendung von TANITA-Körperfettanalysewaagen ohne PC-Kopplung (Consumer-Waagen)
25-D0 003 3	GMON-Fitness	GMON Pro + Fitness-Kombi	Professionelle Anwendung im Fitness-Bereich
25-D0 002 3	Fitness-Kombi	Fitness 1 bis 3	Erweiterung der Körpermaße
25-D0 004 3	Labor-Kombi	Cholesterin, LDL/HDL, Triglyceride, Blutzucker	Monitoring von Laborwerten
25-D0 005 3	Funktionsdiagnostik	Sehvermögen: Fern/Nah - links/recht/beide Hörvermögen: 7 frequenzabhängige Hörschwellen links/rechts Lungenvolumen: LVC abs./rel.	Spezialanwendung zum Gesundheits-Check; jeweils manuelle Datenübernahme

GMON - Basisvariante

Artikel-Nr.	Bezeichnung Register	Bezeichnung Karteikarte	Parameter	Bemerkung
25-A0 001 3	GMON Standard		GMON-Version mit Speicherplätzen für 8 Personen	
25-A0 002 3	GMON Pro		GMON-Version mit Datenbank für bel. viele Speicherplätze	SQL-Datenbank Firebird 2.0
Basis	Körpermaße	BMI	Körpergröße/Körpergewicht	manuelle Übernahme
Basis	Körpermaße	THI	Taillen-/Hüftumfang	manuelle Übernahme
Basis	Körpermaße	Taillenumfang	Taillenumfang	manuelle Übernahme
Basis	Körperwerte	Körperfett	Körperfett abs./rel.	manuelle Übernahme
Basis	Körperwerte	Körperwasser	Körperwasser abs./rel.	manuelle Übernahme
Basis	Vitalwerte	Blutdruck	syst./dias. Blutdruck MAD, Pulsdruck	manuell oder gekoppelt mit Messgerät (a. A.)
Basis	Vitalwerte	Puls	Ruhepuls	manuell oder gekoppelt mit Messgerät (a. A.)
Basis	Zielvorgaben		Ermittlung der Zielerreichbarkeit	individuelle Zielkontrolle (Prognoserechnung)

GMON – Zusatzkarten

Artikel-Nr.	Bezeichnung Register	Bezeichnung Karteikarte	Parameter	Bemerkung
25-B0 001 3	TANITA BCM	TANITA BCM	Messwerte von TANITA-Körperfettanalysewaagen (professional)	gekoppelt (Gerätebedienung und Datenübernahme)
25-B0 001 3	TANITA ViScan (zu TANITA BCM)	TANITA ViScan	Messwerte von TANITA-ViScan Ab-xxx	gekoppelt (Gerätebedienung und Datenübernahme)
25-B0 002 3	Leistungsdiagnostik	Kraftmessung IMS-01 (IMM)	Kraftmesswerte	gekoppelt (Datenübernahme)
25-B0 003 3	Leistungsdiagnostik	PWC-Test	Leistungsparameter	manuelle Übernahme
25-B0 004 3	Soehnle BCM	Soehnle BCM	Messwerte von Soehnle-Körperfettanalysewaagen (S 7850)	gekoppelt (Datenübernahme)
25-B0 005 3	Funktionsdiagnostik	Gleichgewichts-koordinator GKS 1000 (IMM)	Gleichgewichtsmessung incl. Romberg-Test	gekoppelt, (Gerätebedienung und Datenübernahme)
25-B0 006 3	Funktionsdiagnostik	Test der Halswirbelsäule (CMS pro)	Erfassung der Beweglichkeit der HWS	manuelle Übernahme
25-C0 001 3	Anamnese	Anamnese	Lokalisation von Defiziten, Beschreibung	Markierung Texteingabe
25-C0 002 3	Leistungsdiagnostik	Janda-Test	Kraft-/Beweglichkeit-Bewertung	manuelle Übernahme
25-C0 003 3	Fitness	Fitness 1: Oberschenkelumfang	Oberschenkelumfang	manuelle Übernahme
25-C0 004 3	Fitness	Fitness 2: Brustumfang	Brustumfang	manuelle Übernahme
25-C0 005 3	Fitness	Fitness 3: Fitness-Index	Fitness-Index subj. Bewertung (5 Stufen)	manuelle Übernahme
25-C0 006 3	Laborwerte	LDL/HDL	Cholesterin/LDL/HDL	manuelle Übernahme
25-C0 007 3	Laborwerte	Triglyceride	Triglyceride	manuelle Übernahme
25-C0 008 3	BCM Home	BCM Home	Messwerte von Körperfettanalysewaagen (consumer)	manuelle Übernahme
25-C0 009 3	Laborwerte	Blutzucker	Blutzucker	manuelle Übernahme
nur auf Anfrage	Funktionsdiagnostik	MediMouse	Gesamtbewertung nach MediMouse-Diagnostik	gekoppelt, (Gerätestart und Datenübernahme)

GMON – kundenspezifische Applikationen

Bezeichnung Register	Bezeichnung Karteikarte	Parameter	Bemerkung
Fitness	Allgemeinzustand	subjektive Gesundheitseinschätzung	Fragebogen
Fitness	Ernährung	subjektive Ernährungsbewertung	Fragebogen
Fitness	Fitness (Polar)	Fitness-Index: Angabe nach Polaruhren (7 Stufen)	manuelle Übernahme
Report	„Special“	individualisierter Report	modifizierbar unter MS-Word
Report	Präventions-Check	allgem. Diagnostik (Istzustand)	flexible Parameterauswahl
Report	Verlaufskontrolle	Trainingserfolg (Verlauf)	flexible Parameterauswahl
Report	BCM Analyse	TANITA Report	Ausdruck in TANITA-Vordruck
Report	Janda-Test	Bewertungsdarstellung	farbliche Markierung der Muskelgruppen