

Software Gesundheitsmonitor GMON



Register: TANITA BCM

Karteikarten: Messergebnisse und Auswertung BCM

Anwendung

Ansteuerung von TANITA-Körperfettanalysewaagen

Elektronische oder manuelle Übernahme aller Messwerte




Ergebnis-Bewertung

Alters- und geschlechtsabhängige Bewertung von

- BMI,
- Körperfettanteil,
- Körpermuskelmass und
- Körperwasseranteil.

Übersichtsdarstellung der Körperkomposition und (bei Waagentyp BC 418 MA und MC 180) der Segmentanalyse



Report

Übersichtliche Darstellung der Messwertbewertung von

- BMI,
- Körperfettanteil und
- Körperwasseranteil,

Masseverteilungen (Fettmasse, Muskelmasse)

tabellarische Übersicht der Segmentanalyse

